

ネルソン研究所

△P テスト

Tianjin TEAD (株)
テスト番号 276517

表 1: 結果

テスト番号	検体識別記号	△P (mmH ₂ O/c m ²)
1	TDK-25-1	1.5
2	TDK-25-2	1.4
3	TDK-25-3	1.5
4	TDK-25-4	1.6
5	TDK-25-5	1.5

テスト粒子媒体数平均: 2156
テスト媒体平均微粒子サイズ: 3.0ミクロン

注) Tianjin TEAD (株) は当社が採用しているフィルターメーカーで、TDK-25 はフィルター単体の型式です。

備考) △P 値(呼吸抵抗)の規制は現在、日本にはありませんが、米国では 4mmH₂O/c m²以下が推奨値となっています。

当フィルターの△P 値 1.4mmH₂O/c m²~1.6mmH₂O/c m²は極めて優れた呼吸性を有することを示します。

(パラメディカル株式会社)